

# ALINCO

## モミつくすキュッとラボ MCR4613

### 取扱説明書



#### 安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

#### ご使用前に必ずお読みください

この機は、モミつくすキュッとラボ MCR4613をお読み上げいただかして、目に触れがとろがいたした。この取扱説明書は、本製品の正しい使い方及び安全事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる際には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全が保たれるよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、お読み時いつでも調べられるよう、すぐお買の店や場所へ大切に保管してください。

※ 本製品の連続使用時間は15分です。(連続使用後、約10分間は使用を控えさせてください。)

※ 本製品の保証は図に示します。

#### INDEX

安全のため  
必ず守っていただくこと

警告・注意事項

各部の名称

使用方法

使用例  
持ち運び方法

使用上の注意

お手入れ方法など

故障かな？と思う前に

## 1

## 警告・注意



- ・使用中・使用後に気分が悪くなったなど、めまいがする、動悸が速くなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- ・身体の不自由な方は、必ず介護の力の付を要いの上で使用してください。



### 注意



- ・本製品は必ず室内でご利用ください。
- ・使用前には、必ず本製品が平らな床に置かれていながら、本体が十分に安定しているかを確認してください。



- ・日本国内で利用してください。
- ・ご使用前には、コントロールパネルが正常に作動するを確認してください。本製品に故障や異常など異状が発見された場合には、使用しないください。



- ・ご使用の際には、必ず、設置から使用を保護する不燃性のマット等を敷いてください。床に損傷を与える恐れがあります。
- ・本製品をテレビやラジオの近くでご利用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- ・直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ・ほこりなどの多い場所での使用・保管はしないでください。
- ・本製品は必ずイスや床に座掛けて使用し、絶対に製品の上に立たないでください。
- ・十分な強い感震などの上では使用しないでください。誤作動を起こす恐れがあります。

## 保管・お手入れについての警告・注意事項



### 警告



- ・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜き、保管場所には本製品でつまみがないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- ・お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。感震の恐れがあります。



### 注意



- ・無期限保証され、再び使用される場合は、本書の注意及び取扱事項を再確認の上、ご利用ください。



- ・本製品を長期間にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。その際、シンナー系や塩素の強い洗剤でのお手入れは避けてください。



## 同梱機器の警告事項

— 本製品はAC100V電源を使用します —



### 警告



- ・ご使用前必ず「切/入」ボタンを押して、必ず必ずマッサーを電源から電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ご使用にならない時や、電気が落ちたときなどは、「切/入」ボタンを押して電源をOFFにしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や、感震・漏電・発火の原因になります。
- ・電源の切には直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグは必ず電源で確実に押し込んでください。差し込まないで故障・ショート・発火の原因になります。



- ・直射日光の当たる場所や温度の高い場所、雨風等の近く、風外には保管しないでください。故障や感震・漏電・発火の原因になります。
- ・室温が10℃以下・30℃以上の状態で使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、故障の原因にもなります。
- ・本製品にタミルや毛布などをかけた状態で感震させないでください。感震や発火の原因になります。
- ・本製品を水または油の液体に濡したりしないでください。また、お風呂場などの湿気・湯気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や、感震・漏電・発火の原因になります。
- ・本製品に足を入れたままだ、電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。



- ・コンセントから電源プラグを抜き差しする際には、絶対に濡れた手で触らない。コードを引っ張ったりしないで。必ずプラグ部分をしっかりとコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグを噛んだり、差し込みがゆるんだ状態のままでの使用はしないでください。故障や、感震・漏電・発火の原因になります。
- ・製品を落下や破損させて破損した場合、絶対に使用しないで当社サービスセンターにご相談ください。



- ・本製品に故障や異常など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。




- ・本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感震・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、必ず当社サービスセンターまでご相談ください。(たいていの故障・異常の修理は無料)
- ・電源コードが破損した場合には、当社サービスセンターまでご連絡ください。会社以外での修理は行わないでください。

- ・「切/入」ボタンを押しっぱなしで長時間にわたって使用すると発熱の原因になります。
- ・長時間にわたって使用すると、電源コードが熱くなり、感震の原因になります。
- ・電源コードが破損した場合には、必ず当社サービスセンターまでご連絡ください。会社以外での修理は行わないでください。
- ・電源コードが破損した場合には、必ず当社サービスセンターまでご連絡ください。会社以外での修理は行わないでください。
- ・電源コードが破損した場合には、必ず当社サービスセンターまでご連絡ください。会社以外での修理は行わないでください。

安全のため必ず守っていただくこと  
警告・注意事項

# 各部の名称



## ■コントロールパネル ボタン名称



# 使用方法

## ■ご使用の前に、必ず次の項目の確認をしてください。

### 1 電源プラグをコンセントに差し込み、「切/入ボタン」で電源をONにします

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 「切/入ボタン」を押して、電源をONにしてください。

#### ▲注意

- 電源コードや電源プラグが破れたり、コンセントの差し込みが正しいと判断されないでください。

電源プラグを完全に電源に差し込んでください。



### 2 マッサージを開始します

#### ■自動コースの場合

「しっかり」コースと「やすらぎ」コースの2種類からお好みのコースをお選びください。

- しっかり** しっかりした刺激と圧迫を繰り返し、脚・足裏をマッサージ。
- やすらぎ** 脚と足裏をやさしく圧迫で包み込む岩マッサージコースです。

1. 「コースボタン」を押して、「しっかりコース」もしくは、「やすらぎコース」の2種類からお好みのコースを選びます。

しっかり → やすらぎ → 切

2. 「強度ボタン」を押すとよい/ふつう/つよいの3段階から強度を選択できます。
3. 「切/入ボタン」を押すと、すべてのマッサージが停止し、電源が切れます。

マッサージ終了後、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

●動作開始から約15分で自動的に停止します。

#### ■手動コースの場合

「足裏」コースと「ふくらはぎ」コースの2種類から選べます。

- 足裏** 足裏を中心にマッサージを行います。
- ふくらはぎ** ふくらはぎを中心にマッサージを行います。

1. 「手動ボタン」を押して、「足裏」もしくは、「ふくらはぎ」の2種類からお好みのコースを選びます。

足裏 → ふくらはぎ → 切

2. 「強度ボタン」を押すとよい/ふつう/つよいの3段階から強度を選択できます。
3. 「切/入ボタン」を押すと、すべてのマッサージが停止し、電源が切れます。

マッサージ終了後、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。

●動作開始から約15分で自動的に停止します。

#### ■振動マッサージを使用する場合

本製品は振動マッサージを行うことができます。

1. 「振動ボタン」を押すと振動マッサージが開始されます。再度、「振動ボタン」を押すと振動マッサージが停止します。

●動作開始から約15分で自動的に停止します。



## オートオフ機能について


開始後15分経過すると、自動的に動作を停止します。(LEDランプは全て消灯)

#### ▲注意

- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは15分以内とし、必要に応じて休憩をとり、安全に使用してください。
- 内部配線の経路などによって安全装置が働いた場合、「故障修理要請」を呼び出す必要はありません。

## 使用例／持ち運び方法

### ■使用例



#### 【イスを使って使用する場合】



本製品には、リクライニング機能が付いています。角度を調節することでイスに調整けた状態や席位の状態、また横になったリラックスした姿勢でマッサージが楽しめます。角度調節は階段席で調節できます。

#### 【座位で使用する場合】



#### 【横になって使用する場合】




- ※リラックスした姿勢でも使いください。
- ※ご使用中は立たないでください。最終の座位になりますので、必ず調整けた状態で使用ください。
- ※リクライニングするときは、必ず階段席に入やベットがないこと、障害物がないか確認してください。
- ※キャスター付きのイスに座って使用しないでください。
- ※初めは「よいい」で使い、慣れてから「つよい」をお使いください。
- ※ご使用は1日15分以内にしてください。

### ▲注意

- 除体外の除体内のマッサージには使用しないでください。びびや電気の恐れがあります。
- 本体のすぐそばには絶対に火気や熱いものを置かないでください。びびや電気の恐れがあります。
- 本体のそばに濡れた布を置いたりしないでください。湿気や熱気や電気の恐れがあります。
- 電気がする機、また、飲み物からの電気があやむとあります。電気を引かぬと恐れがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご利用にならないでください。びびや電気の恐れがあります。
- カバーが外れたら、除けた状態では使用しないでください。びびや電気の恐れがあります。
- 下からの油断やエアーに接触させないように使用方法は必ず守ってください。
- 製品のそばに立ったり、触ると電気をかける使用方法は絶対にありません。
- 電源コードにあたる部分へは使用しないでください。びびや電気の恐れがあります。

### ■持ち運び方法

本体を持ち運ぶときは、必ず持ち手を持ってください。握らないと落下による故障や事故やケガの恐れがあります。



持ち手

## 使用上の注意

### ★痛みを我慢して続けるマッサージはお止めください。

- 人により必要はマッサージの回数・強度は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が無いばかりが、筋肉痛や皮膚を傷めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。



#### ▲ 注意

- 常に取扱品など使いものをつけた状態で使用しないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 市くらはざりマッサージ以外の目的では使用しないでください。また、腫瘍等腫に病める部位には使用しないでください。
- 本体の上に乗ったり物を置いたしないでください。壊損の恐れや重大な事故を引き起こす原因になります。
- 眠気がする時、また、眠りながらの使用はお止めください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は2人用です。2人以上でご利用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。

## お手入れ方法など

### ■ お手入れ方法 (本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。)

- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。この時、シリコーン系や強い酸性の洗剤での手入れはお止めください。シミや変形の原因になります。

### ■ 保管および展置について

- 子供の手が届くところに置かないでください。
- 直射日光、潮風の多いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 雨風は必ず息を吐く取り決めに従ってください。

### ■ 布カバーのお手入れ方法

- 布カバーが汚れた場合は、お水から取り出し、ぬるま湯で洗濯してください。
- 洗濯する場合がありますので、他の物との洗濯はおさげください。

#### 〔布カバーの取りはずし方〕

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを完全にはずし、本体から取りはずしてください。

#### 〔布カバーの取り付け方〕

1. 本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布カバーのファスナーを本体のファスナー取り付け部に差し込み、ファスナーを最後まで閉めてください。

### ■ 布カバーが破れたり、傷んできた時

布カバーは消耗品です。布カバーが破れたり、傷んできた時は、必ず弊社サービスセンターにて専用布カバーをお求めください。(異價交換となります)専用布カバーのお求めは、弊社サービスセンター(0120-30-4515)までお問い合わせください。



#### ▲ 注意

- 布カバーを取りはずした状態や破れた状態では使用しないでください。
- 洗剤をたぎりで電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 本製品専用の布カバー以外は使用しないでください。

## 故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状	チェック項目
● 動作がない	→ ○ 電源プラグがコンセントに差し込まれていますが？ ○ 長時間の使用で本体が熱くなっていますか？ (1時間程度経過後等冷却して本体温度の異常を下げから試行してください。)
● 停止する	→ ○ 開始後15分経過していませんか？オートオフ機能は作動しています。

※故障の際は、直ちに使用を中止し、お買い上げのサービスセンターに相談ください。

お問い合わせは サービスセンター ☎ 0120-30-4515 (受付: 00-994-00) 受付: PM12:00~(土・日・祝日も受付)まで

使用上の注意／お手入れ方法など  
故障かな？と思う前に

# 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

## 保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービスセンターにお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに類する理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
  - a. 説明以外の誤操作、取扱い上の不注意
  - b. 天災、火災、地震等による故障
  - c. 砂、泥、水かぶり等が原因で生じた故障
  - d. お買い上げ後の輸送等による破損、事故、落下等
  - e. 保存上の不備
  - f. 当社認定の修理店所以外で付られた修理等による故障
  - g. 本製品本来の使用目的以外の使用
  - h. 日本国外でご使用の場合
  - i. 本保証書の添付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗品等は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、回費用は保証としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。  
但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。  
その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名		おなまえ	
		おところ	〒
ご購入年月日		電話番号	( ) -

※お店頭に記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

**アルインコ株式会社**

フィットネス事業部

大阪府高槻市三島江1-1-1

### ■製品仕様

管理区分番号

一般的名称：家庭用電気マッサージ器

販売名：Eミックスキューブタイプ

型番：224AK3ZK00082000

製造販売業者：アルインコ株式会社

生産所：大阪府高槻市三島江1-1-1

生産国：中国

設置サイズ：W 585 × D 483 × H 455 (mm)

総重量：約 12.0kg

定格電圧：AC100V(60/80Hz)

消費電力量：20W

定時時間：15分

主な材質：本体/ABS、生地/ポリエステル



この保証書は、本書に明記した商品・機種の名とにおいて同買収店名を記載するものです。従ってこの保証書によりて保証書を発行している者(保証責任者)は必ずその外に他業者に対するお客様の元商品に何等かの障害を発生するものではありませんので、保証期間延長や修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店または弊社サービスセンターまでお問合せください。  
なお、この取扱の同買収店同様の保証期間は、標準15分(1機、約2年)です。  
詳しくは、弊社サービスセンターまでお問合せください。

**アルインコ株式会社**

サービスセンター

フリーダイヤル 0120-30-4515  
(AM10:00~PM4:00 土・日・祝日24時間受付)  
上記以外受付FAX:072-878-8410